

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/multibond-6904-50ml-srodek-dezynfekujacy-do-rak-p-913.html>

## Multibond 6904 - 50ml - środek dezynfekujący do rąk

Cena brutto	<b>8,30 zł</b>
Cena netto	<b>6,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MB69040050</b>
Kod EAN	<b>5904257496133</b>
Producent	<b>MULTIBOND</b>
Opakowanie	<b>50ml</b>

### Opis produktu

MULTIBOND-6904 - to płynny środek odkażający na bazie alkoholu do stosowania na skórze rąk. Ze względu na wysoką zawartość skażonego etanolu świetnie się sprawdza jako środek odkażający - **niszczący wirusy, bakterie i grzyby**. Nie nadaje się do odkażania ran ani do spożycia.

MULTIBOND-6904 bardzo szybko odparowuje ale mimo zawartości stężonego alkoholu nie wysusza rąk, ponieważ zawiera składniki nawilżające skórę dłoni nawet do kilku godzin. Nadaje się więc nawet do intensywnego stosowania np. przez służby medyczne lub powszechnie w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Zawiera również specjalne olejki eteryczne wspomagające proces odkażania.

### TYPOWE ZASTOSOWANIA:

MULTIBOND-6904 został zaprojektowany jako środek pomocy doraźnej, gdzie nie ma możliwości splukania go po użyciu czystą wodą. Nie zawiera więc polimerów zagęszczających (nie jest żelem) a występuje w postaci szybko parującego płynu. Dla ułatwienia użycia jest pakowany w butelki wyposażone w atomizer, który zapewnia też sterylność i nie stwarza zagrożenia przenoszenia zarazków. Jest typowym środkiem do użytku osobistego - butelka mieści się w kieszeni lub w torebce damskiej. MULTIBOND-6904 nie niszczy i nie podrażnia skóry, ponieważ zawiera glicerynę i inne środki natłuszczające, zwiększające komfort użycia produktu nawet przy częstym używaniu. MULTIBOND-6904 zawiera oczyszczony alkohol. Jest łatwopalny, nie wywołuje korozji. MULTIBOND-6904 można również używać doraźnie do odkażania wnętrz pojazdów (kierownice, kokpit), mebli (biurka, lady sklepowe, gabloty), klamek, domofonów, telefonów, klawiatur komputerów i kalkulatorów, kluczy, zamków, mając jednak na uwadze, że produkt może lekko zatłuszczyć w/w powierzchnie.

### MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od 0°C do +25°C w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Produkt przechowywać z daleka od źródeł ciepła i zapłonu, otwartego ognia, urządzeń iskrzących. OPAKOWANIA: butelka z atomizerem 50ml, butelka PE 500ml (zapas)

### WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

MULTIBOND-6904 należy natryskiwać cienką warstwą na skórę dłoni i rozetrzeć, czynność powtórzyć i poczekać do całkowitego odparowania. Nie natrykiwać na rany, w okolice oczu i ust, nie spożywać.